


Anticorpo Monoclonal Anti-Ndufv1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49821

Número do item: CM0006899



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho contra NDUFV1 (clone não especificado) detecta a subunidade de 51 kDa do complexo I mitocondrial em amostras humanas, de camundongo e de rato. Validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para estudos sobre cadeia de transporte de elétrons, doenças mitocondriais e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-NDUFV1 de Coelho
Observações/Alias	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4723
GeneID	4723
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 72-420 da NDUFV1 humana (NP_009034.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49821
Peso da Proteína	51kDa
Envio	Bolsa de gelo