

Anticorpo Policlonal Anti-Ndufv1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P49821

Número do item: CM0018031



introdução

Este anticorpo policlonal de coelho contra NDUFV1 humano (NADH desidrogenase flavoproteína 1, Complexo I-51kD) é validado para western blot, IHC-parafina, imunofluorescência/ICC e ELISA; apresenta reatividade cruzada com NDUFV1 de rato e camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFV1 Coelho pAb
Observações/Apelido	UQOR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4723
GeneID	4723
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P49821
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo