


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ndufv1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P49821

Número do item: CM0029635



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à NDUFV1, uma subunidade central de 51kDa do Complexo I mitocondrial. Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFV1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	UQR1; CI-51K; CI51KD; MC1DN4; NDUFV1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4723
GeneID	4723
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 72-420 da NDUFV1 humana (NP_009034.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49821
Peso Proteico	51kDa
Envio	Saco de Gelo