


Anticorpo Policlonal Anti-Ndufv2 Para Wb, Elisa - P19404

Número do item: CM0030327



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NDUFV2 humano (CI-24k). Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. A NDUFV2 é uma subunidade central do Complexo I da cadeia respiratória mitocondrial, envolvida na transferência de elétrons e implicada em doenças mitocondriais. - P19404

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NDUFV2 Rabbit pAb
Observações/Alias	CI-24k; MC1DN7; NDUFV2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4729
ID do Gene	4729
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-249 da NDUFV2 humana (NP_066552.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P19404
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo