

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Necab1 Para Wb, Elisa - Q8N987

Número do item: CM0013089

introdução

Anticorpo policlonico de coelho para NECAB1 (EFCBP1) produzido contra aminoácidos 1-351. Adequado para western blot e ELISA, com reatividade cruzada confirmada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a proteína 1 de ligação ao cálcio neuronal em tecido cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NECAB1 Rabbit pAb
Observações/Alias	EFCBP1; STIP-1; NECAB1
Espécie	Humano
ID do Gene	64168
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-351 da NECAB1 humana (NP_071746.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8N987
Peso Molecular da Proteína	41kDa
Envio	Bolsa de gelo