

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Necab3 Para Wb E Elisa - Q96P71

Número do item: CM0016811

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NECAB3 humana, adequado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Uma ferramenta valiosa para investigar a formação de beta-amiloide e os mecanismos da doença de Alzheimer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NECAB3 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NIP1; XB51; STIP3; EFCBP3; SYTIP2; APBA2BP; dj63M2.4; dj63M2.5; NECAB3
Espécie	Humana
ID do Gene	63941
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-362 da NECAB3 humana (NP_112508.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96P71
Peso da Proteína	44kDa
Transporte	Saco de gelo