

Anticorpo Policlonal Anti-Necap2 Para Wb, Elisa - Q9Nvz3

Número do item: CM0018122

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra NECAP2 humano (proteína 2 associada ao revestimento e à ligação à extremidade adaptina). Validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo. Adequado para pesquisas sobre endocitose e tráfego vesicular. - Q9NVZ3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NECAP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	NECAP2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55707
GeneID	55707
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 194-263 de NECAP2 humano (NP_060560.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q9NVZ3
Peso da proteína	28 kDa
Envio	Bolsa de gelo