

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nectina 2/Cd112 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q92692

Número do item: CM0011461



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Nectina-2 humana (CD112, PVRL2) para WB, IHC-P, ELISA. Detecta proteína humana, de rato e de camundongo; envolvido na modulação de células T e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Nectina 2/CD112
Observações/Apelido	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRR2; Nectina 2/CD112
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5819
GeneID	5819
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q92692
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo