

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nectin 2/Cd112 Para Wb E Elisa - Q92692

Número do item: CM0029191



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Nectin-2 humana (CD112, HVEB), validado para WB e ELISA. Ideal para pesquisa de sinalização de células T, adesão celular e entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Nectin 2/CD112 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HVEB; PRR2; CD112; PVRL2; PVRR2; Nectin 2/CD112
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5819
GeneID	5819
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 382-479 da Nectin 2/CD112 humana (NP_002847.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q92692
Peso Proteico	58kDa
Envio	Saco de gelo