

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Nectina-4/Pvrl4 Para Fc, Elisa - Q96Ny8

Número do item: CM0009137



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado à Nectina-4/PVRL4 humana. Validado para citometria de fluxo (FC) e ELISA. Adequado para pesquisa em câncer e infecções virais, especificamente estudos de entrada do vírus do sarampo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Nectina-4/PVRL4 mAb de coelho
Observações/Alias	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
Espécie	Humano
ID do Gene	81607
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-146 da Nectina-4/PVRL4 humana (NP_112178.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96NY8
Peso Proteico	24kDa/55kDa
Envio	Bolsa de gelo