


Anticorpo Policlonal Anti-Nedd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nhv4

Número do item: CM0030106



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NEDD1 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Reconhece uma banda de 72kDa. Ideal para estudos de progressão mitótica e nucleação de microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEDD1 Rabbit pAb
Observações/Apêndice	GCP-WD; TUBGCP7; NEDD1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	121441
GeneID	121441
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 411-660 do NEDD1 humano (NP_690869.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NHV4
Peso Proteico	72kDa
Envio	Em saco de gelo