

Anticorpo Monoclonal Anti-Nedd4 Para Wb, Elisa - P46934

Número do item: CM0010266



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NEDD4 validado para WB e ELISA. Tem como alvo a NEDD4 humana (ligase E3 de ubiquitina de 149 kDa), relevante para estudos de ubiquitinação, autofagia e infecção viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-NEDD4
Observações/Apelido	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4734
GeneID	4734
Imunógeno	Peptídeo sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P46934
Peso da proteína	149 kDa
Envio	Bolsa de gelo