

Anticorpo Policlonal Anti-Nedd4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46934

Número do item: CM0015562



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NEDD4 humano, uma ligase E3 de ubiquitina-proteína envolvida na degradação de receptores e na autofagia. Validado para WB, IHC-P e ELISA. Ideal para pesquisas sobre ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NEDD4 Rabbit pAb
Observações/Alias	RPF1; NEDD4-1; NEDD4
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4734
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-460 de NEDD4 humano (NP_940682.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P46934
Peso da proteína	149 kDa
Envio	Bolsa de gelo