

Anticorpo Policlonal Anti-Nedd4L Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Pu5

Número do item: CM0027668



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho NEDD4L (Q96PU5) validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta NEDD4L humano, de camundongo e rato, uma E3 ubiquitina ligase que regula TGF- β , autofagia e canais iônicos. Ideal para pesquisas em sinalização e ubiquitinação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEDD4L Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23327
GeneID	23327
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 836-955 da NEDD4L humana (NP_056092.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonal
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96PU5
Peso da Proteína	112kDa
Envio	Bolsa de gelo