

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Nedd4L Para Wb, Elisa - Q96Pu5

Número do item: CM0012441



introdução

mAb Coelho NEDD4L para WB e ELISA. Validado em amostras humanas, este anticorpo monoclonal detecta a ligase E3 de ubiquitina NEDD4L (~112 kDa). Fornecido para pesquisa em vias de ubiquitinação, regulação de canais e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho NEDD4L
Observações/Apelido	RSP5; PVNH7; NEDD4-2; NEDD4.2; hNEDD4-2; NEDD4L
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23327
Imunógeno	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 876-975 da NEDD4L humana (Q96PU5).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96PU5
Peso Proteico	112kDa
Envio	Saco de gelo