

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nedd8 Para Wb, Elisa - Q15843

Número do item: CM0007516



introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho NEDD8 validado para Western blot e ELISA, adequado para amostras humanas, de rato e de camundongo. Tem como alvo a proteína semelhante à ubiquitina NEDD8, envolvida no controle do ciclo celular e na degradação de proteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho NEDD8
Observações/Apelido	NEDD-8; NEDD8
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4738
ID do Gene	4738
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15843
Peso Proteico	9kDa
Envio	Saco de gelo