

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nedd8 Para Wb E Elisa - Q15843

Número do item: CM0017111



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NEDD8 humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com humano, rato e rato. Adequado para estudos de proteínas ubiquitina-like e ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEDD8 Coelho pAb
Observações/Apelido	NEDD-8; NEDD8
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4738
GeneID	4738
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-81 do NEDD8 humano (NP_006147.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q15843
Peso Proteico	9kDa
Envio	Saco de Gelo