

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nedd9 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14511

Número do item: CM0022240



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NEDD9 humano (HEF1/CAS-L). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com proteínas humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de adesão celular, migração e sinalização.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NEDD9 pAb de coelho
Observações/Alias	CAS2; CASL; HEF1; CAS-L; CASS2; NEDD9
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4739
GeneID	4739
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 390-560 de NEDD9 humano (NP_006394.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q14511
Peso da proteína	93 kDa
Envio	Bolsa de gelo