


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Neil1 Para Wb, Elisa - Q96Fi4

Número do item: CM0026092



introdução

NEIL1 pAb de Coelho (anticorpo policlonal) para humano, rato, camundongo WB e ELISA. Reconhece a endonuclease 8-like 1, uma enzima de reparo de DNA envolvida no reparo por excisão de base. Ideal para pesquisas sobre dano oxidativo ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEIL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	FPG1; NEI1; hFPG1; NEIL1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	79661
GeneID	79661
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 do NEIL1 humano (NP_078884.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96Fi4
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de Gelo