


Anticorpo Monoclonal Anti-Nek2 Para Wb, Elisa - P51955

Número do item: CM0012734



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra NEK2 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta NEK2 humano, de camundongo e de rato (52kDa). Ideal para pesquisas sobre o ciclo celular e centríolos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEK2 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NLK1; RP67; NEK2A; HsPK21; PPP1R111; NEK2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4751
GeneID	4751
Imunogênio	Peptídeo Sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do NEK2 humano (P51955)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51955
Peso Proteico	52kDa
Envio	Saco de gelo