

Anticorpo Policlonal Anti-Nek3 Para Wb E Elisa - P51956

Número do item: CM0029646

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a quinase NEK3 humana (P51956) validado para Western blot e ELISA, com reatividade em humano, rato e camundongo. Adequado para estudos de morfogênese neuronal e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEK3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HSPK36; NEK3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4752
GeneID	4752
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 267-506 da NEK3 humana (NP_689933.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51956
Peso Proteico	58kDa
Envio	Bolsa de Gelo