

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nek6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Hc98

Número do item: CM0009672

introdução

Este Anticorpo Monoclonal de Coelho anti-NEK6 detecta NEK6 endógena em amostras humanas, de camundongo e de rato por WB, IHC-P e ELISA. Ele tem como alvo uma região do domínio quinase central e apoia a pesquisa de ciclo celular, mitose e danos ao DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEK6 Rabbit mAb
Observações/Alias	SID6-1512; NEK6
Espécie	Humano
ID do Gene	10783
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 200-300 da NEK6 humana (Q9HC98)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HC98
Peso da Proteína	36kDa
Envio	Bolsa de gelo