


Anticorpo Policlonal Anti-Nek7 Para Wb, Elisa - Q8Tdx7

Número do item: CM0021233



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NEK7 humano, adequado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Útil para estudar a progressão do ciclo celular mitótico e a ativação do inflamassoma NLRP3.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEK7 pAb de Coelho
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	140609
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 257-301 do NEK7 humano (NP_598001.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TDX7
Peso da Proteína	35kDa
Envio	