

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nek8 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q86Sg6

Número do item: CM0014532

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NEK8 de alta qualidade, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta NEK8 humano, de camundongo e de rato, uma quinase de serina/treonina essencial para a função ciliar e a integridade dos túbulos renais. Ideal para pesquisas em nefrologia e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NEK8 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	JCK, NPHP9, RHPD2, NEK12A, NEK8
Espécie	Humano
GeneID (humano)	284086
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 270-390 da NEK8 humana (NP_835464.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q86SG6
Peso da proteína	75 kDa
Envio	Bolsa de gelo