


Anticorpo Policlonal Anti-Nek9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Td19

Número do item: CM0021144



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NEK9 para aplicações de WB, IHC-P e ELISA. Detecta NEK9 humano, de camundongo e de rato (~107 kDa). Ideal para o estudo da progressão mitótica e da regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-NEK9
Observações/Abreviações	NC; APUG; NERCC; LCCS10; NERCC1; NEK9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	91754
ID do Gene	91754
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 730-979 da NEK9 humana (NP_149107.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TD19
Peso da Proteína	107 kDa
Envio	Bolsa de gelo