


Anticorpo Policlonal Anti-Nelfcd Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ixx7

Número do item: CM0025107



introdução

Anticorpo policlonal Anti-NELFCD, reage com NELFCD (TH1/TH1L) humano, de rato e camundongo. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Adequado para estudos de elongação da transcrição e do complexo NELF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NELFCD pAb de Coelho
Observações/Apelido	TH1; TH1L; NELF-C; NELF-D; HSPC130; NELFCD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51497
GeneID	51497
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 40-182 do NELFCD humano (NP_945327.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IXH7
Peso Proteico	66kDa
Envio	Saco de gelo