


Anticorpo Policlonal Anti-Nelfe Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18615

Número do item: CM0028798



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NELFE humano (RD, RDBP), validado em WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, rato e camundongo. NELFE é um repressor de elongação transcrricional e componente do complexo NELF.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NELFE Coelho pAb
Observações/Apelido	RD; RDP; RDBP; D6S45; NELF-E; NELFE
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7936
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-280 do NELFE humano (NP_002895.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18615
Peso Proteico	43kDa
Envio	Bolsa de Gelo