

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nell1 Para Wb E Elisa - Q92832

Número do item: CM0017086



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra NELL1 humano, validado para Western blot e ELISA. Detecta NELL1 em humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisas sobre diferenciação de osteoblastos e mineralização óssea.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NELL1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NRP1; IDH3GL; NELL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4745
GeneID	4745
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-420 de NELL1 humano (NP_006148.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q92832
Peso da proteína	90 kDa
Envio	Bolsa de gelo