

Anticorpo Policlonais Anti-Nell2 Para Wb, Elisa - Q99435

Número do item: CM0019632



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NELL2 humana (Proteína NELL2 de ligação à proteína quinase C). Validado para aplicações WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em tecido neural e orientação de axônios.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhe
Nome do Produto	NELL2 Rabbit pAb
Observações/Alias	NRP2; NELL2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4753
ID do Gene	4753
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-300 do NELL2 humano (NP_006150.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q99435
Peso da Proteína	91kDa
Envio	Bolsa de gelo