

Anticorpo Policlonal Anti-Nefrina Para Wb, If, Ihc, Elisa - Q9Qzs7

Número do item: CM0029259

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra nefrina de rato (UniProt Q9QZS7). Validado para WB, IF, IHC, ELISA. Reage com rato e rato. Adequado para pesquisa de podócitos renais e filtração glomerular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra Nefrina
Observações/Apelido	CNF; NPHN; nefrina
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	4868
GeneID	54631
Imunogénio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1033-1256 da Nefrina de rato (NP_062332.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Rato
SWISS	Q9QZS7
Peso Proteico	135kDa
Envio	Saco de gelo