

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nephrina Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Qzs7

Número do item: CM0004146

introdução

Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Nephrina de alta especificidade validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA em camundongo. Tem como alvo a proteína da fenda diafragmática do podócito; essencial para pesquisa de filtração renal e nefropatia. UniProt: Q9QZS7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Nephrina
Observações/Apelido	nephrina; NephrinB
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	4868
GeneID	54631
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9QZS7
Peso Proteico	135 kDa/136 kDa
Envio	Saco de gelo