

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nefrina Para Wb, Ihc-P, Elisa - O60500

Número do item: CM0004472



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho tem como alvo a Nefrina humana (SWISS: O60500), validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar o diafragma da fenda do podócito e a filtração renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Nefrina
Observações/Apelido	CNF; NPHN; nefrina; Nephrin
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4868
ID do Gene	4868
Imunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1019-1241 da Nefrina humana (NP_004637.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60500
Peso Molecular da Proteína	135kDa
Transporte	Saco de gelo