

Anticorpo Monoclonal Anti-Nesprin 1 Para Wb, If/Icc E Elisa - Q8Nf91

Número do item: CM0003783



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Nesprin 1 (SYNE1) humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA, com reatividade cruzada com humano e camundongo. Ideal para estudos do complexo LINC e dinâmica do envelope nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Nesprin 1 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nesp1; SCAR8; C6orf98; dj45H2.2; Nesprin 1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	23345
GeneID	23345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 8200-8400 da Nesprin 1 humana (Q8NF91).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q8NF91
Peso da Proteína	1011 kDa/112 kDa
Transporte	Saco de gelo