

Anticorpo Policlonal Anti-Nesprin 1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nf91

Número do item: CM0021105



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à Nesprin 1 humana (SYNE1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para pesquisas sobre o citoesqueleto e o envelope nuclear.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Nesprin 1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	8B; AMC3; AMCM; CPG2; ARCA1; EDMD4; KASH1; MYNE1; Nesp1; SCAR8; C6orf98; dj45H2.2; Nesprin 1
Espécie	Humana
GeneID	23345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 8220-8410 da Nesprin 1 humana (NP_892006.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	Q8Nf91
Peso da proteína	1011 kDa/112 kDa
Envio	Bolsa de gelo