

Anticorpo Monoclonal Anti-Nesprin3 (Kash3) Para Wb, Elisa - Q6Zmz3

Número do item: CM0002646



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Nesprin-3 humana (KASH3), validado para WB e ELISA com reatividade em humano e camundongo. Essencial para conexões núcleo-citoesqueléticas mediadas pelo complexo LINC e migração celular direcional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Nesprin3
Observações/Apelido	KASH3; NET53; Nesp3; C14orf49; C14orf139; LINC00341; NCRNA00341; Nesprin3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	161176
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 750-935 da Nesprin3 humana (NP_689805.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6ZMZ3
Peso Proteico	112kDa
Envio	Em saco de gelo