

Anticorpo Policlonal Anti-Nestin Para Wb - P48681

Número do item: CM0016893

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Nestin humano (NES) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Adequado para pesquisa com células-tronco neurais e desenvolvimento. Reage cruzadamente com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Nestin Rabbit pAb
Observações/Apelido	Nbla00170; Nestin
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10763
GeneID	10763
Imunógeno	Proteína recombinante / um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1392-1621 do NES humano (NP_006608.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P48681
Peso Proteico	177 kDa
Envio	Saco de gelo