

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nestina Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P48681

Número do item: CM0005104

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra Nestina humana (177kDa), validado em WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P e ELISA. Adequado para pesquisa com células-tronco neurais e neurodesenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Nestina
Observações/Apelido	Nbla00170
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10763
ID do Gene	10763
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1392-1621 da Nestina humana (NP_006608.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P48681
Peso Molecular da Proteína	177kDa
Envio	Saco de gelo