


Anticorpo Policlonal Anti-Net1 De Coelho Para Wb, If/Icc, Elisa - Q7Z628

Número do item: CM0014676



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NET1 humano (proto-oncogene RhoGEF). Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo. Imunógeno: proteína de fusão recombinante (aa 1-300).

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NET1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NET1A; ARHGEF8; NET1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	10276
GeneID	10276
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do NET1 humano (NP_001040625.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q7Z628
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de Gelo