

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Neu1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99519

Número do item: CM0028831

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NEU1 (Sialidase-1) humano, validado para Western blot, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa em doenças de armazenamento lisossômico e glicobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEU1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NEU; NANH; SIAL1; NEU1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4758
GeneID	4758
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 210-415 do NEU1 humano (NP_000425.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q99519
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco de gelo