


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Neu2 Para Wb, Elisa - Q9Y3R4

Número do item: CM0030446



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a NEU2 (Sialidase-2) humano para Western blot e ELISA. Adequado para pesquisa de metabolismo de glicolipídios e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEU2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SIAL2; NEU2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4759
ID do Gene	4759
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 171-380 do NEU2 humano (NP_005374.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y3R4
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo