

Anticorpo Policlonal Anti-Neu3 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Uq49

Número do item: CM0017220

introdução

Anticorpo policlonal de coelho NEU3 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece a sialidase-3 humana e de camundongo, uma sialidase de membrana de 48 kDa envolvida no catabolismo de gangliosídeos e na sinalização do EGFR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEU3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SIAL3; NEU3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10825
ID do Gene	10825
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 222-461 do NEU3 humano (NP_006647.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9UQ49
Peso Proteico	48kDa
Envio	Saco de Gelo