

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Neun (Fox-3) Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - A6Nfn3

Número do item: CM0014026

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NeuN humano (RBFOX3), validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de marcadores neuronais e pesquisa de variantes de splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NeuN pAb de Coelho
Observações/Apelido	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	146713
ID do Gene	146713
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-220 do NeuN (NP_001076044.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	A6NFN3
Peso Proteico	34kDa
Envio	Em saco de gelo