

Anticorpo Monoclonal Anti-Neun Para Wb, Ihc, If - A6Nfn3

Número do item: CM0003757

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-NeuN adequado para Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência e detecção ELISA de núcleos neuronais em amostras humanas, de camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NeuN Rabbit mAb
Observações/Apelido	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3; NeuN
Espécie	Humano
GeneID	146713
Imunogênio	Um peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 1-100 do NeuN humano (A6NFN3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	A6NFN3
Peso Proteico	34kDa
Transporte	Bolsa de gelo