

Anticorpo Monoclonal De Camundongo Anti-Neun Para Wb, If, Ihc, Elisa - A6Nfn3

Número do item: CM0008335

introdução

Anticorpo monoclonal de camundongo de alta qualidade que visa o NeuN (FOX3/RBFOX3), validado para WB, IF, IHC, ELISA em humano, camundongo, rato. Proteína reguladora de splicing para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NeuN mAb de Camundongo
Observações/Apelido	FOX3; NEUN; FOX-3; HRNBP3
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	146713
Imunógeno	Proteína recombinante de NeuN humano
Fonte	Camundongo
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	A6NFN3
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo