

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Neuraminidase/Neu1 Para Wb, If-P, Elisa - Q99519

Número do item: CM0008043

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra a Neuraminidase/NEU1 humana (Sialidase-1), validado para WB, IF-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre sialidase lisossomal e estudos do metabolismo de glicoproteínas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho contra Neuraminidase/NEU1
Observações/Apelido	NEU; NANH; SIAL1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	4758
GeneID	4758
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 48-415 da Neuraminidase/NEU1 humana (NP_000425.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo
SWISS	Q99519
Peso da Proteína	45 kDa
Envio	Bolsa de gelo