

Anti-Neurod1 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Ihc-P, Elisa - Q13562

Número do item: CM0023624

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NEUROD1 para IHC-P e ELISA. Reconhece NEUROD1 humano e de camundongo, um fator de transcrição bHLH crítico para a neurogênese e diferenciação de células das ilhotas pancreáticas. Útil em biologia do desenvolvimento e pesquisa sobre diabetes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEUROD1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4760
ID do Gene	4760
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-356 do NEUROD1 humano (NP_002491.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q13562
Peso Proteico	40kDa
Envio	Saco de gelo