

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Neurod1 Para Wb E Elisa - Q13562

Número do item: CM0013756

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NEUROD1 (Q13562) validado para WB e ELISA, que detecta o fator de diferenciação neurogênica 1 humano e de rato, um fator de transcrição bHLH crucial na neurogênese e no desenvolvimento das células beta pancreáticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra NEUROD1
Observações/Apelidos	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NEUROD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4760
ID do Gene	4760
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13562
Peso da Proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo