

Anticorpo Policlonal Anti-Neurod6 Para Wb, Elisa - Q96Nk8

Número do item: CM0021982

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NEUROD6 humano (Nex1, Atoh2, MATH2). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Adequado para pesquisa em neurodesenvolvimento e estudos de regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NEUROD6 Coelho pAb
Observações/Apelido	Nex1; Atoh2; MATH2; NEX1M; Math-2; bHLHa2; NEUROD6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	63974
GeneID	63974
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 188-337 do NEUROD6 humano (NP_073565.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96NK8
Peso Proteico	39kDa
Transporte	Saco de gelo