

## Anticorpo Monoclonal Anti-Neurofilamento H Para Wb, Ip, Elisa - P12036

Número do item: CM0002058

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao Neurofilamento H humano (NFH). Validado para WB, IP, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. É uma proteína de filamento intermediária chave para o calibre neuronal e estabilidade do axônio; ideal para pesquisa de ELA e CMT.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                          |
|---------------------|--------------------------------|
| Nome do Produto     | Neurofilamento H mAb de Coelho |
| Observações/Alias   | NFH; CMT2CC; Neurofilamento H  |
| Espécie             | Humano                         |
| GeneID (Humano)     | 4744                           |
| GeneID              | 4744                           |
| Imunógeno           | Peptídeo Sintético             |
| Origem              | Coelho                         |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais         |
| Aplicação           | WB, IP, ELISA                  |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato       |
| SWISS               | P12036                         |
| Peso da Proteína    | 112 kDa                        |
| Envio               | Bolsa de gelo                  |