

Anticorpo Policlonal Anti-Neurofilamento H Para Wb, Ip, If, Elisa - P12036

Número do item: CM0026391

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Neurofilamento H (NEFH), validado para WB, IP, IF e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisa de citoesqueleto neuronal e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Neurofilamento H pAb de Coelho
Observações/Apelido	NFH; CMT2CC; Neurofilamento H
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4744
ID do Gene	4744
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P12036
Peso da Proteína	112kDa
Envio	Saco de gelo